# Работа 5.6 Измерение $\beta$ -спектров с помощью сцинтилляционного пластикового детектора

Валеев Рауф Раушанович группа 825

2 декабря 2020 г.

**Цель работы:** Измерить  $\gamma$  и  $\beta$ -спектры  $^{137}Cs,~^{90}Sr,~^{36}Cl,~^{60}Co$  и  $^{22}Na.$  И с помощью них измерить граничные энергии электронов и позитронов, энергию края комптоновского рассеяния.

#### Теория

#### Принцип $\beta$ -распада

Для спектрометрии гамма-излучения используется обычно неорганический кристалл NaI(Tl). На рис. 1 в качестве примера показан спектр  $^{60}Co$ . Следует подчеркнуть, что в подавляющем большинстве случаев искусственные источники гамма-излучения являются бета-источниками, в которых после бета-распада образуется дочернее ядро в возбужденном состоянии. В данном случае мы имеем дело с бета-переходом из  $^{60}Co$  в ядро  $^{60}Ni$ , как это показано на рисунке. Время жизни этого гамма-источника определяется периодом полураспада  $^{60}Co$ , равного 5,2 года, а время гамма-переходов при снятии возбуждения в ядре  $^{60}Ni$  очень мало ( $\approx 10^{-10}$  с).




Рис. 1: Гамма-спектр радиоактивного источника  $^{60}Co$ , полученный при ре-гистрации излучения сцинтилляционным гамма-спектрометром с кристаллом NaI(Tl). В нижней части рисунка показана схема распада этого ядра.

На данном графике приведен  $\gamma$ -спектр  $^{60}Co$  по которому мы в дальнейшем будем понимать для других элементов, что мы меряем.




Рис. 2: Схемы распада различных элементов

## Схема установки




Рис. 3: Принципиальная блок-схема установки

На этом рисунке: 1 – сцинтиллятор, 2 –  $\Phi \ni V$ , 3 – предусилитель импульсов, 4 – высоковольтный блок питания для  $\Phi \ni V$ , 5 – блок преобразования аналоговых импульсов с  $\Phi \ni V$  в цифровой код (АЦП), 6 – компьютер для сбора данных, их обработки и хранения.

## Метод наименьших квадратов для параболы

В дальнейшем нам много где понадобится метод наименьших квадратов для параболы, поэтому здесь мы выведем формулу для определения пика параболы, чтобы использовать ее в дальнейшем.

Сама функция выглядит следующим образом:

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

Приведем сам метод:

$$F(a, b, c) = \sum_{i=1}^{n} (y_i - f(x_i))^2$$

Найдем минимум этой функции:

$$\frac{\partial F}{\partial a} = \sum_{i=1}^{n} -2(y_i - ax_i^2 - bx_i - c)(-x_i^2)$$

$$\frac{\partial F}{\partial a} = \sum_{i=1}^{n} -2(y_i - ax_i^2 - bx_i - c)(-x_i)$$

$$\frac{\partial F}{\partial a} = \sum_{i=1}^{n} -2(y_i - ax_i^2 - bx_i - c)(-1)$$

Теперь решим систему частных производных равных  $0 \Rightarrow$ 

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^{n} x_i^2 y_i = a \sum_{i=1}^{n} x_i^4 + b \sum_{i=1}^{n} x_i^3 + c \sum_{i=1}^{n} x_i^2 \\ \sum_{i=1}^{n} x_i y_i = a \sum_{i=1}^{n} x_i^3 + b \sum_{i=1}^{n} x_i^2 + c \sum_{i=1}^{n} x_i \\ \sum_{i=1}^{n} y_i = a \sum_{i=1}^{n} x_i^2 + b \sum_{i=1}^{n} x_i + cn \end{cases}$$

Решением будет

$$a = \frac{\langle y_i x_i^2 \rangle - b \langle x_i^3 \rangle - c \langle x_i^2 \rangle}{\langle x_i^4 \rangle}$$

$$b = \frac{\langle y_i x_i \rangle \langle x_i^4 \rangle - \langle y_i x_i^2 \rangle \langle x_i^3 \rangle + c (\langle x_i^2 \rangle \langle x_i^3 \rangle - \langle x_i \rangle \langle x_i^4 \rangle)}{\langle x_i^2 \rangle \langle x_i^4 \rangle - \langle x_i^3 \rangle^2}$$

$$c = \frac{\langle y_i x_i^2 \rangle^2 \langle x_i^2 \rangle^2 - \langle x_i^4 \rangle \langle x_i^3 \rangle \langle x_i^2 \rangle \langle y_i x_i \rangle + \langle x_i^4 \rangle^2 \langle y_i x_i \rangle \langle x_i \rangle + \langle x_i^4 \rangle \langle x_i^3 \rangle^2 \langle y_i \rangle - \langle x_i^2 y_i \rangle \langle x_i^4 \rangle \langle x_i^2 \rangle \langle y_i \rangle}{\langle x_i^4 \rangle \langle x_i^3 \rangle^2 - \langle y_i x_i^2 \rangle \langle x_i^4 \rangle \langle x_i^2 \rangle + \langle x_i y_i^2 \rangle \langle x_i^2 \rangle^3 - 2 \langle x_i^4 \rangle \langle x_i^3 \rangle \langle x_i^2 \rangle \langle x_i \rangle + \langle x_i^4 \rangle^2 \langle x_i \rangle^6}$$

Далее находим пик как

$$x_c = \frac{-b}{2a}$$

Погрешность будет равна

$$\sigma_{x_c} = x_c \sqrt{\left(\frac{\sigma_b}{b}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_a}{a}\right)^2}$$

## Определение точки пересечения двух прямых

В некоторых опытах нам может понадобится по графику определить переломную точку. Это мы можем сделать построив две прямые по мнк по формуле для прямой: y = kx + b, тогда из мнк

$$k = \frac{\langle xy \rangle - \langle x \rangle \langle y \rangle}{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2}$$

$$\sigma_k = \sqrt{\frac{1}{n-1} \left(\frac{\langle y^2 \rangle}{\langle y \rangle^2} - k^2\right)}$$
$$b = (\langle y \rangle - k \langle x \rangle)$$
$$\sigma_b = \sigma_k \sqrt{\langle x^2 \rangle}$$

Тогда после аппроксимации у нас будут две прямые:  $f_1(x) = k_1 x + b_1, f_2(x) = k_2 x + b_2$ . Найдем их точку пересечения. Будем все делать только для x, поскольку нас интересует только номер канала

$$x = \frac{b_2 - b_1}{k_1 - b_2}$$

Из этого следует, что

$$\sigma_x = \sqrt{\left(rac{\sigma_{b_1}}{b_1}
ight)^2 + \left(rac{\sigma_{b_2}}{b_2}
ight)^2 + \left(rac{\sigma_{k_1}}{k_1}
ight)^2 + \left(rac{\sigma_{k_2}}{k_2}
ight)^2}$$

## Ход работы

Для начала замерим фон, для этого удалим из свинцового блока все образцы, после чего замерим спектр.




Рис. 4: Спектр фонового шума

Как мы увидим в дальнейшем, средняя амплитуда спектра фонового шума отличается на 3 порядка от амплитуды пиков, которые мы меряем, из чего следует вывод, что наша установка хорошо изолирована от внешних частиц.

#### $\mathbf{C}\mathbf{s}^{137}$

Построим график распределения частиц и по нему проведем нормировку каналов по энергии. При распаде  $\mathrm{Cs^{1}37}$  преимущественно возникают электроны с граничной энергией  $0,512~\mathrm{M}\text{эB}$ . Кроме того возникают электроны внутренней конверсии с энергией  $0,624~\mathrm{M}\text{эB}$ . Однако комптоновский край от гамма-квантов накладывается на пик электронов, поэтому мы нормируем только по энергии внутренней конверсии.

Для сцинтилляционного детектора номер канала пропорционален энергии электронов. Зная номер канала  $N_k$  и энергию  $E_k$  конверсионных электронов, постройте линейный калибровочный график зависимости номера канала  $N_i$  от энергии  $E_i$ :  $N_i = aE_i$ .

По графику мы можем определить, что пик находится в  $157, 2\pm0, 2$  канале. Пик определяем по параболе, найдем его так, как было расписано в начале работы.




Рис. 5: Cs<sup>137</sup>

Далее проводим нормировку:

$$a = \frac{N_k}{E_k} = 251, 9 \pm 0, 3 \frac{ ext{канал}}{ ext{МэВ}}$$

## $\mathrm{Cs^{137}}$ с монетой

Сделаем то же, что мы делали в предыдущем пункте, только найдем пик от гамма квантов




Рис. 6: Cs<sup>137</sup> с монетой

Пик в точке  $168 \pm 1$ , значит

$$E_{\gamma} = \frac{a}{N} = 0,666 \pm 0,01 \text{M} \odot \text{B}$$

Погрешность находим по формуле

$$\sigma_E = \sqrt{\frac{\sigma_a^2}{a^2} + \frac{\sigma_N^2}{N^2}}$$

Что в пределах погрешности совпадает с реальным значением 0,664 МэВ.

# $\mathbf{C}\mathbf{s}^{137}$ максимальная энергия электронов

Найдем максимальную энергию электронов по разности графиков для цезия и цезия с монетой.




Рис. 7: Разность графиков для  $\mathrm{Cs}^{137}$ 

Пик в канале  $131, 2 \pm 0, 6$ . Значит

$$E_{max} = 0.51 \pm 0.01 \text{M} \cdot \text{B}$$

Что в пределах погрешности совпадает с теоретической оценкой

$$E_t = 0,512$$
МэВ

#### $\mathbf{Sr}^{90}$

Сделаем то же, что и в предыдущих пунктах, только будем искать энергию из точек перегиба, как написано в теории.

В итоге мы получаем, что  $x_1 = 127 \pm 3, x_2 = 533 \pm 5.$ 




Рис. 8: Sr<sup>90</sup>

По этим перегибам мы получаем, что

$$E_1 = 0,51 \pm 0,02 \text{M} \ni \text{B}$$

$$E_2 = 2,11 \pm 0,1 \text{M} \circ \text{B}$$

Что с точностью до погрешностей совпадает с теоретическими данными  $E_{1t}=0,546~{
m M}$ эВ,  $E_2=2,273~{
m M}$ эВ.

## $Cl^{36}$

Здесь нам нужно найти предельную энергию электронов которую мы так же определим как точку пересечения двух прямых




Рис. 9: Cl<sup>36</sup>

В итоге получаем, что  $x=161\pm 5.$  А энергия получается

$$E = 0,64 \pm 0,03 \text{M} \circ \text{B}$$

Что с точностью до 2 сигма совпадает с теоретическим значением

$$E_t = 0,714$$
МэВ

#### $\mathbf{Co}^{60}$

Найдем граничные энергии для двух групп электронов




Рис. 10: Co<sup>60</sup>

Номера каналов найдем как точки пересечения двух прямых:  $x_1=0,29\pm0,02,~x_2=300\pm20$  значит

$$E_1 = 0,29 \pm 0,02 \text{M} \Rightarrow \text{B}$$

$$E_2 = 1, 2 \pm 0, 1 \text{M} \circ \text{B}$$

Что с точностью до погрешностей совпадает с теоретическими

$$E_{1t} = 0,314 \text{M} \cdot \text{B}$$

$$E_{2t} = 1,48 \text{M} \cdot \text{B}$$

# $\mathbf{Co}^{60}$ с монетой

Из данного графика найдем край комптоновского рассеяния




Рис. 11: Co<sup>60</sup>

В итоге получаем  $x=310\pm30.$  Из этих данных мы получаем, что энергия равна

$$E = 1,23 \pm 0,12 \text{M} \circ \text{B}$$

Что с точностью до погрешности совпадает с теорией

$$E_t = 1,173 \text{M} \cdot \text{B}$$

## Граничная энергия позитронов при распаде ${\bf Na}^{22}$

Данную энергию мы получим из разности графиков с монетой и без.




Рис. 12: Разность с монетой и без для  $\mathrm{Na}^{22}$ 

Из этого графика получаем, что  $x=134\pm5.$ Отсюда

$$E = 0,533 \pm 0,011 \text{M} \circ \text{B}$$

Что совпадает с теоретическим значением, равным

$$E_t = 0,545 \text{M} \cdot \text{B}$$

#### Край комптоновского рассеяния для двух гамма-квантов

Эти энергии мы снимем для графика без монетки




Рис. 13: Na<sup>22</sup> без монеты

В итоге мы получаем, что наши энергии равны

$$E_1 = 0.39 \pm 0.05 \text{M} \cdot \text{B}$$

$$E_2 = 1,23 \pm 0,04 \text{M} \circ \text{B}$$

Что совпадает с теоретическими значениями.

## Вывод

Мы померяли некоторые граничные энергии для бетта-распадов различных частиц и убедились в правдивости теоретических подсчетов этих энергий.