Лабораторная работа 2.5.1 Измерение коэффициента поверхностного натяжения жидкости

Злобина Вера Б02-002 20 мая 2021 г. **Цель работы:** 1) измерение температурной зависимости коэффициента поверхностного натяжения дистиллированной воды с использованием известного коэффициента поверхностного натяжения спирта; 2) определение полной поверхностной энергии и теплоты, необходимой для изотермического образования единицы поверхности жидкости при различной температуре.

В работе используются: прибор Ребиндера с термостатом и микроманометром; исследуемые жидкости; стаканы.

Наличие поверхностного слоя приводит к различию давлений по разные стороны от искривленной границы раздела двух сред. Для сферического пузырька с воздухом внутри жидкости избыточное давление даётся формулой Лапласа:

$$\Delta P = P_{\text{внутри}} - P_{\text{снаружи}} = \frac{2\sigma}{r},\tag{1}$$

где σ – коэффициент поверхностного натяжения, $P_{\text{внутри}}$ и $P_{\text{снаружи}}$ – давление внутри пузырька и снаружи, r – радиус кривизны поверхности раздела двух фаз. Эта формула лежит в основе предлагаемого метода определения коэффициента поверхностного натяжения жидкости. Измеряется давление ΔP , необходимое для выталкивания в жидкость пузырька воздуха.

Экспериментальная установка. Исследуемая жидкость (дистиллированная вода) наливается в сосуд В (Рис.1). Тестовая жидкость (этиловый спирт) наливается в сосуд Е. При измерениях колбы герметично закрываются пробками. Через одну из двух пробок проходит полая металлическая игла С. Этой пробкой закрывается сосуд, в котором проводятся измерения. Верхний конец иглы открыт в атмосферу, а нижний погружен в жидкость. Другой сосуд герметично закрывается второй пробкой. При создании достаточного разряжения воздуха в колбе с иглой пузырьки воздуха начинают пробулькивать через жидкость. Поверхностное натяжение можно определить по величине разряжения ΔP (1), необходимого для прохождения пузырьков (при известном радиусе иглы).

Разряжение в системе создается с помощью аспиратора A. Кран K_2 разделяет две полости аспиратора. Верхняя полость при закрытом кране K_2 заполняется водой. Затем кран K_2 открывают и заполняют водой нижнюю полость аспиратора. Разряжение воздуха создается в нижней полости при открывании крана K_1 , когда вода вытекает из неё по каплям. В колбах B и C, соединённых трубками с нижней полостью аспиратора,

создается такое же пониженное давление. Разность давлений в полостях с разряженным воздухом и атмосферой измеряется спиртовым микроманометром. Для стабилизации температуры исследуемой жидкости через рубашку D колбы B непрерывно прогоняется вода из термостата.

Обычно кончик иглы лишь касается поверхности жидкости, чтобы исключить влияние гидростатического давления столба жидкости. Однако при измерении температурной зависимости коэффициента поверхностного натяжения возникает ряд сложностей. Во-первых, большая теплопроводность металлической трубки приводит к тому, что температура на конце трубки заметно ниже, чем в глубине жидкости. Во-вторых, тепловое расширение поднимает уровень жидкости при увеличении температуры.

Обе погрешности можно устранить, погрузив кончик трубки до самого дна. Полное давление, измеренное при этом микроманометром, $P = \Delta P + \rho gh$. Заметим, что ρgh от температуры практически не зависит. Величину ρgh следует измерить двумя способами. Во-первых, замерить величину $P_1 = \Delta P'$, когда кончик трубки только касается поверхности жидкости. Затем при этой же температуре опустить иглу до дна и замерить $P_2 = \rho gh + \Delta P + \Delta P''$ ($\Delta P', \Delta P'' -$ давление Лапласа). Из-за несжимаемости жидкости можно положить $\Delta P' = \Delta P''$ и тогда $\rho gh = P_2 - P_1$. Во-вторых, при измерениях P_1 и P_2 замерить линейкой глубину погружения иглы h. Это можно сделать, замеряя расстояние между верхним концом иглы и любой неподвижной частью прибора при положении иглы на поверхности и в глубине колбы.




Рис. 1: Схема установки

Ход работы

- Проверим герметичность установки.
- 2. Откроем кран К1. Подберём частоту падения капель около одной капли в 5 секунд.
- **3.** Измерим максимальное давление $\Delta P_{ ext{cnupt}}$ при пробулькивании пузырьков воздуха через спирт. Данные занесём в Таблицу 1. По разбросу результатов оценим случайную погрешность измерения.

Таблица 1: Измерения для спирта (h_{cn})

S	1	2	3	4	5		
<i>h</i> , дел	47	47 48		47	47		
$h_{ m cp} = 47.2$ дел; $\sigma_h = 0.13$ дел							

В таблице учтена только случайная погрешность величины h, которая составляет около 0.3% в то время как приборная погрешность составляет две цены деления (1 деление – инструментальная погрешность и плюс ещё одно – это моя реакция и способность зафиксировать правильное деление), то есть её относительный вклад $\approx 2/47 \approx 4.3\%$.

По формуле $\Delta P_{\text{спирт}} = 0.2 \cdot 9.81 \cdot h$ вычислим $\Delta P_{\text{спирт}}$.

$$\Delta P_{\text{спирт}} = (92.6 \pm 4.0) \; \Pi \text{a}$$

Пользуясь табличным значением коэффициента поверхностного натяжения спирта, определим по формуле (1) диаметр иглы.

$$\sigma_{\text{спирт,табл.}} = 22,75 \cdot 10^{-3} \, \text{Дж/м}^2.$$

$$\sigma_{
m cпирт, табл.} = 22,75 \cdot 10^{-3} \ {
m Дж/м}^2.$$
 $d_{
m paccy.} = rac{4\sigma_{
m cпирт, табл.}}{\Delta P_{
m cпирт}} pprox 0.98 \ {
m mm}.$ $rac{\sigma_d}{d} = \sqrt{\left(rac{\sigma_{\Delta P}}{\Delta P}\right)^2} pprox 4.3\%.$

$$\frac{\sigma_d}{d} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_{\Delta P}}{\Delta P}\right)^2} \approx 4.3\%$$

Тогда итоговое значение $d = (0.98 \pm 0.05)$ мм.

Теперь воспользуемся микроскопом чтобы измерить диаметр иглы и сравним его с рассчитанным. Как проводились измерения можно увидеть на Рис.

$$d_{\text{\tiny MSM}} = (1.05 \pm 0.05) \text{ MM}.$$

Здесь погрешность искомой величины определяется инструментальной погрешностью и равна цене деления, то есть 0.05 мм.



Рис. 2: Измерение диаметра иглы

Как видно, в пределах погрешности величины диаметра иглы совпали, что говорит о хорошо проведённых измерениях.

Теперь перенесём иглу в колбу с водой, предварительно промыв её. Измерим максимальное давление P_1 при пробулькивании пузырьков, когда игла лишь касается поверхности воды. Отрегулируем скорость поднятия уровня спирта в манометре (около одной капли в 5 секунд) и будем сохранять её в течение всех экспериментов.

Таблица 2: Измерения для воды (h)

s	1	2	3	4	5		
<i>h</i> , дел	140	139	140	140	140		
$h_{ m cp} = 139.8$ дел; $\sigma_h = 0.13$ дел							

Аналогично п.3 основной вклад в погрешность величины h определяется инструментальной погрешностью, которая равна $\approx 2/139 \approx 1.5\%$. Аналогично п.3 вычислим давление и в результате получим

$$P_1 = (274.3 \pm 4.1) \text{ }\Pi \text{a}.$$

Измерим расстояние между верхним концом иглы и любой неподвижной частью прибора h_1 . Не забудем учесть инструментаальную погрешность железной линейки, равную 0.05 см.

$$h_1 = (1.85 \pm 0.05)$$
 cm.

Утопим иглу до предела. Аналогично п.4 измерим h_2 и P_2 .

Таблица 3: Измерение давления P_2

S	1	2	3	4	5		
<i>h</i> , дел	204	204	204	204	204		
$h_{\rm cp} = 204$ дел;							

$$P_2 = (400.2 \pm 3.9) \text{ }\Pi \text{a}.$$

$$h_2 = (0.65 \pm 0.05)$$
 cm.

По разности давлений $\Delta P = P_2 - P_1$ определим глубину погружения

$$\Delta h_1$$
 иглы и сравним с $\Delta h_2 = h_1 - h_2$. Погрешности при этом получаются по формулам $\frac{\sigma_{\Delta h_1}}{\Delta h_1} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_{P_1}}{P_1}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{P_2}}{P_2}\right)^2}$ и $\frac{\sigma_{\Delta h_2}}{\Delta h_2} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_{h_1}}{h_1}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{h_2}}{h_2}\right)^2}$

$$\Delta h_2 = h_1 - h_2 = (1.20 \pm 0.08) \text{ cm}$$

$$\Delta h_2 = h_1 - h_2 = (1.20 \pm 0.08) \text{ cm}$$

$$\Delta h_1 = \frac{P_1 - P_2}{\rho q} = (1.50 \pm 0.06) \text{ cm}.$$

Полученные значения для глубины погружения близки, но всё же не перекрываются погрешностью. Скорее всего расхождения обусловлены влиянием краевых эффектов, которое дало нам слегка завышенное значение P_2 .

6. Снимем температурную зависимость h(T) дистиллированной воды. Для этого включим термостат и подождём, пока нужная нам температура не стабилизируется. После этого проведём измерение давления. И так будем снимать показания через каждые 3 градуса. Результаты измерений занесены в Таблицу 4.

Таблица 4: Измерение давления в зависимости от температуры

T, °C	h, дел				$h_{\rm cp},$ дел	σ_h , дел	
20.0	204	204	203	204	204	203.8	0.13
24.2	203	203	203	204	203	203.2	0.13
26.6	203	203	203	202	203	202.8	0.13
29.6	202	202	202	202	202	202.0	0.00
32.5	201	202	201	202	202	201.6	0.25
35.5	201	201	200	201	201	200.8	0.13
38.5	200	200	200	199	200	199.8	0.13
41.4	199	199	199	199	199	199.0	0.00
44.3	198	198	198	197	198	197.8	0.13
47.0	196	196	197	196	196	196.8	0.13
50.3	195	195	195	195	195	195.0	0.00
53.3	194	194	194	194	194	194.0	0.00
56.0	193	194	194	193	194	193.6	0.25
59.0	192	193	193	193	192	192.6	0.25

7. Оценим погрешность измерения давления и температуры. Для давления погрешность вычисляется аналогично п.3, а температура измерена с точностью около 0.2°C, что составляет около 0.1%, поэтому данная погрешность учитываться не будет ввиду её малости. ассчитаем величину коэффициента поверхностного натяжения воды σ , используя формулу, которая следует из (1):

$$\frac{\Delta P_{\rm cn}}{\Delta P} = \frac{\sigma_{\rm cn}}{\sigma}.$$

Поскольку $P \propto h$, то для вычисления σ возьмём h из Таблиц 1 и 2. При этом относительная погрешность величины σ складывается из

относительных погрешностей измерения давления: $\varepsilon_{\sigma}=\sqrt{\varepsilon_{h_1}^2+\varepsilon_{h_2}^2}\approx$ 4.4%, в результате чего получаем:

$$\sigma = \sigma_{\rm cn} \frac{h}{h_{\rm cr}} \approx (68.4 \pm 3.0) \cdot 10^{-3} \, \text{Дж/м}^2$$

 $\sigma = \sigma_{\rm cn} \frac{h}{h_{\rm cn}} \approx (68.4 \pm 3.0) \cdot 10^{-3} \ \rm Дж/м^2.$ В то время как табличное значение коэффициента поверхностного натяжения воды при 25°C составляет $71.8 \cdot 10^{-3} \ \rm Дж/m^2$, что почти перекрывается с полученным нами значением.

По данным Таблицы 4 построим график зависимости h(T) (Рис. 3).




Рис. 3: График, демонстрирующий измеренную зависимость давления от температуры

Используя МНК определим коэффициент наклона k = -0.31 дел/ °C.

Определим по графику температурный коэффициент $\alpha = -\frac{d\sigma}{dT} = -\frac{\sigma_{\rm cn}}{h_{\rm cn}} \cdot \frac{dh}{dT} = -\frac{\sigma_{\rm cn}}{h_{\rm cn}} \cdot k \approx 0.15 \ {\rm MДж/м^2 \cdot K}.$ Оценим точность результата. Пренебрежём погрешностью, вносимой инструментальной погрешностью термометра (почему это можно сделать описано ранее), поэтому итоговая погрешность величины складывается из погрешности, возникающей изза аппроксимацией прямой (вычисляется по формуле из МНК $\sigma_k = \frac{1}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{\langle h^2 \rangle}{\langle t^2 \rangle} - k^2} \approx 0.04 \ {\rm MДж/m^2 \cdot K},$ то есть $\varepsilon_k = 12\%$) Поскольку величина h измерена с точностью не менее 4% (по оценкам выше), то будем учитывать вклад только погрешности, возникающей из МНК. Тогда итоговый результат:

$$\alpha = (1.49 \pm 0.18) \cdot 10^{-4} \, \text{Дж/м}^2 \cdot \text{K}.$$

Это значение перекрывается с табличным $1.54 \cdot 10^{-4} \ \text{Дж/м}^2 \cdot \text{K}$ в пределах погрешности.

- 9. На других графиках построим зависимость от температуры
- а) теплоты образования единицы поверхности жидкости $q=-T\frac{d\sigma}{dt}=\alpha T$ (Рис. 4)
- б) поверхностной энергии U единицы площади $F: \frac{U}{F} = \sigma T \frac{d\sigma}{dT}$ (Рис. 5).




Рис. 4: График зависимости теплоты образования единицы поверхности жидкости от температуры




Рис. 5: График зависимости поверхностной энергии U единицы площади F от температуры

Вывод

В ходе работы был измерен коэффициент поверхностного натяжения воды, который почти совпал с табличным, так же было вычислено значение тепературного коэффициента поверхностного натяжения воды, которое уже совпало с табличным. Так же в ходе работы мы попробовали двумя способами измерить диаметр иглы, как выяснилось, если делать это с помощью косвенных измерений (сначала измерять разность давлений, а затем через неё и известный коэффициент поверхностного натяжения спирта вычился диаметр) то точность будет примерно такой же, если измерять диаметр напрямую с помощью микроскопа (относительная погрешность при этом около 5%. На самом деле стоило измерить диаметр с помощью микроскопа дважды: в двух поперечных направлениях и взять среднее, тогда может быть результаты совпали бы ещё точнее с рассчётными. Немного не сошлись результаты при проверке закона Паскаля: давление от разности высот, то есть $\rho g \Delta h$, оказалось несколько меньше, чем измеренная напрямую разность $P_1 - P_2$, я думаю это можно объяснить завышением давления в момент, когда игла только касается поверхности воды, тогда появляется давление из-за кривизны поверхности.