# МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Физтех-школа физики и исследований им. Ландау

# Отчёт о выполнении лабораторной работы №3.4.5

Петля Гистерезиса (динамический метод)

Автор: Сенокосов Арсений Олегович Б02-012

Долгопрудный 10 декабря 2021 г.

#### 1 Введение

**Цель работы:** изучение петель гистерезиса различных ферромагнитных материалов в переменных полях.

В работе используются: автотрансформатор, понижающий трансформатор, интегрирующая цепочка, амперметр, вольтметр, электронный осциллограф, делитель напряжения, торо-идальные образцы с двумя обмотками.

### 2 Теоретические сведения

Основные характеристики ферромагнетиков — их коэрцитивное поле  $H_c$ , магнитная проницаемость  $\mu$ , рассеиваемая в виде тепла при перемагничивании мощность — зависят от частоты перемагничивающего поля. В данной работе кривые гистерезиса ферромагнитных материалов изучаются в поле частоты  $\nu_0 = 50$   $\Gamma$ ц с помощью электронного осциллографа.




Рис. 1: Петля гистерезиса ферромагнетика

Магнитная индукция B и напряжённость поля H в ферромагнитном материале неоднозначно связаны между собой: индукция зависит не только от напряжённости, но и от предыстории образца. Связь между B и H типичного ферромагнетика иллюстрирует рис. 1.

Если к ферромагнитному образцу прикладывать переменное внешнее магнитное поле, то его состояние на плоскости B-H будет изменяться по замкнутой кривой — петле гистерезиса. Размер петли определяется максимальным значением напряжённости H в цикле (например, петля AA', обозначенная пунктиром на рис. 1). Если амплитуда напряжённости достаточно велика, то образец будет периодически достигать насыщения, что на рисунке соответствует кривой CEFC'E'F'C (предельная петля гистерезиса). Пересечение предельной петли с вертикальной осью соответствует остаточной индукции  $B_r$ , пересечение с горизонтальной осью — коэрцитивному полю  $H_c$ . Крайние точки петель, соответствующие амплитудным значениям H (например, точка A на рис. 1), лежат на начальной кривой намагничивания (OAC).

**Измерение магнитной индукции.** Магнитную индукцию B удобно определять с помощью ЭДС, возникающей при изменении магнитного потока  $\Phi$  в катушке, намотанной на образец. Пусть катушка с N витками плотно охватывает образец сечением S, и индукция B в образце однородна. Тогда

$$|B| = \frac{1}{SN} \int \mathcal{E}dt. \tag{1}$$

Для интегрирования в работе используется интегрирующая RC-цепочка (рис. 2). «Входное» напряжение от источника  $U_{\rm Bx}(t)$  подаётся на последовательно соединённые резистор  $R_{\rm u}$  и конденсатор  $C_{\rm u}$ . «Выходное» напряжение  $U_{\rm выx}(t)$  снимается с конденсатора. Предположим, что 1) сопротивление источника мало по сравнению с  $R_{\rm u}$ , 2) выходное сопротивление (сопротивление на входе осциллографа), напротив, велико:  $R_{\rm выx} \gg R_{\rm u}$  и, наконец, 3) сопротивление  $R_{\rm u}$  доста-




Рис. 2: Интегрирующая ячейка

точно велико, так что почти всё падение напряжения приходится на него, а  $U_{\rm выx} \ll U_{\rm вx}$ . В таком случае ток цепи равен  $I = (U_{\rm вx} - U_{\rm выx})/R_{\rm u} \approx U_{\rm вx}/R_{\rm u}$ , и входное и выходное сопротивление связаны соотношением

$$U_{\text{вых}} = \frac{q}{C_{\text{\tiny H}}} = \frac{1}{C_{\text{\tiny H}}} \int_{0}^{t} I dt \approx \frac{1}{\tau_{\text{\tiny H}}} \int_{0}^{t} U_{\text{\tiny BX}} dt, \tag{2}$$

где  $\tau_{\rm u} = R_{\rm u} C_{\rm u}$  - постоянная времени RC - цепочки. Для индукции поля из (1) получаем

$$|B| = \frac{1}{SN} \int U_{\text{BX}} dt = \frac{\tau_{\text{H}}}{SN} U_{\text{BbIX}}.$$
 (3)

Замечание. Уточним критерий применимости соотношения (2). Пусть на вход интегрирующей ячейки подан синусоидальный сигнал с частотой  $\omega_0$ . Тогда, пользуясь методом комплексных амплитуд, нетрудно найти отношение амплитуд входного и выходного напряжений:

$$\frac{U_{\text{вых}}}{U_{\text{вх}}} = \frac{1/\omega_0 C}{\sqrt{R^2 + 1/(\omega_0 C)^2}}.$$
 (4)

Тогда неравенство  $U_{\text{вых}} \ll U_{\text{вх}}$  реализуется, если

$$\tau \equiv RC \gg \frac{1}{\omega_0} \tag{5}$$

(импеданс конденсатора мал по сравнению сопротивлением резистора). В таком случае для синусоидального сигнала имеем

$$\frac{U_{\text{\tiny BMX}}}{U_{\text{\tiny BX}}} \approx \frac{1}{\omega_0 \tau}.\tag{6}$$

В общем случае, если  $\omega_0$  — частота самой низкой гармоники в спектре произвольного входного сигнала, то при  $\omega_0 \tau \gg 1$  неравенство  $U_{\text{вых}} \ll U_{\text{вх}}$  выполняется на любой частоте  $\omega > \omega_0$ .

### 3 Экспериментальная установка

Схема установки изображена на рис. 3. Напряжение сети (220 В, 50  $\Gamma$ ц) с помощью трансформаторного блока  $\Gamma$ , состоящего из регулировочного автотрансформатора и разделительного понижающего трансформатора, подаётся на намагничивающую обмотку  $N_0$  исследуемого образца.

В цепь намагничивающей катушки, на которую подаётся некоторое напряжение  $U_0$ , последовательно включено сопротивление  $R_0$ . Напряжение на  $R_0$ , равное  $U_R = R_0 I_0$ , где  $I_0$  — ток в намагничивающей обмотке  $N_0$ , подаётся на канал X осциллографа. Связь напряжённости H в образце и тока  $I_0$  рассчитывается по теореме о циркуляции. Действующее значение переменного тока в обмотке  $N_0$  измеряется амперметром А. Для измерения магнитной индукции B с измерительной обмотки  $N_{\rm u}$  на вход RC-цепочки подаётся напряжение  $U_{\rm u}$  ( $U_{\rm bx}$ ), пропорциональное производной dB/dt. С интегрирующей ёмкости  $C_{\rm u}$  снимается напряжение  $U_C$  ( $U_{\rm bix}$ ), пропорциональное величине B, и подаётся на вход Y осциллографа. Значение индукции поля




Рис. 3: Схема установки для исследования намагничивания образцов

B рассчитывается по формуле (3). Замкнутая кривая, возникающая на экране, воспроизводит в некотором масштабе (различном для осей X и Y) петлю гистерезиса. Чтобы придать этой кривой количественный смысл, необходимо установить масштабы изображения, т. е. провести калибровку каналов X и Y осциллографа.

## 4 Ход работы

### 4.1 Измерение петель гистерезиса

Соберем схему согласно рис. 3. Подберем ток питания в намагничивающей обмотке с помощью автотрансформатора и коэффициенты усиления ЭО таким образом, чтобы предельная петля гистерезиса занимала большую часть экрана. Приведем характерные значения катушек разных материалов в таблице 1.

Материал	$N_0$	$N_{\rm u}$	$S^2$ , cm <sup>2</sup>	$2\pi R$ , cm
Феррит	40	400	3,0	25,0
Пермаллой	20	300	0,8	13,3
Крем. железо	25	250	2,0	11,0

Таблица 1: Характеристики катушек

Для каждого образца получим передельные петли гистерезиса, по коэффициентам усиления ЭО  $K_x$  и  $K_y$  рассчитаем масштабы, определим двойные амплитуды коэрцетивной силы [2x(c)] и индукции насыщения [2y(s)]. Масштабы по осям X и Y рассчитаем по формулам  $H = IN_0/(2\pi R), \ I = K_x/R_0; \ B = R_{\rm u}C_{\rm u}U_{\rm выx}/(SN_{\rm u}),$  где  $U_{\rm выx} = K_y$ . Результаты измерений и вычислений занесём в таблицу 2.

Материал	[2x(c)], дел	[2y(s)], дел	$K_x$ , м $\mathrm{B}/\mathrm{дел}$	$K_y$ , м $\mathrm{B}/\mathrm{дел}$
Феррит	1,0	4,8	20	20
Пермаллой	3,6	3,6	20	50
Крем. железо	1,2	4,4	100	50

Материал	$I_{\rm эфф}$ , мА	$H,  \mathrm{A} \cdot \mathrm{M}^{-1}  /  \mathrm{дел}$	В, Тл/дел
Феррит	215	14,5	0,07
Пермаллой	165	13,7	0,88
Крем. железо	238	103,3	0,40

Таблица 2: Результаты измерений

Теперь, зная масштабы по осям, можно определить значения коэрцетивной силы  $H_c$  и индукции насыщения  $B_s$ . Результаты заносим в таблицу 3.

Материал	$H_c$ , A/M	$\sigma_{H_c},\mathrm{A/m}$	$B_s$ , Тл	$\sigma_{B_s}$ , Тл
Феррит	7,27	0,76	0,16	0,01
Пермаллой	24,61	2,20	1,58	0,13
Крем. железо	61,98	7,30	0,88	0,06

Таблица 3: Результаты вычислений

Также в следующую таблицу 4 занесём табличные данные для значений коэрцетивной силы  $H_c$  и индукции насыщения  $B_s$ .

Материал	$H_c$ , A/M	$B_s$ , Тл
Феррит	20	0,27
Пермаллой	11-40	1,51
Крем. железо	50-100	1,21

Таблица 4: Табличные данные

Сравнивая полученные данные с табличными можно утверждать, что они совпадают, по крайней мере по порядку величины. Также приведём фотографии предельных петель гистерезиса.




Рис. 4: Предельная петля гистерезиса феррита




Рис. 5: Предельная петля гистерезиса пермаллоя




Рис. 6: Предельная петля гистерезиса для кремнистого железа

### 4.2 Проверка калибровки осциллографа

Проверим калибровку ЭО по оси X. Отключим намагничивающую обмотку  $N_0$  от цепи, соединив оба провода, идущих к обмотке, на одной ее клемме. С помощью автотрансформатора подберем такой ток через  $R_0$ , при котором горизонтальная прямая занимает большую часть экрана. При  $K_x = 0.1$  В/дел рассчитаем чувствительность  $m_x = 0.097$  В/дел.

Аналогичные действия проводим при  $K_x = 0.02 \text{ B/дел}$ . Получаем  $m_x = 0.019 \text{ B/дел}$ .

Так как  $m_x \approx K_x$ , ЭО откалиброван по оси X корректно.

Также необходимо проверить калибровку по оси Y. Для этого соединим вход Y ЭО с клеммам делителя "1:100 - земля". Не меняя рабочего коэффициента  $K_y = 0.05 \; \mathrm{B/дел}$ , подберем с помощью трансформатора напряжение, при котором вертикальная прямая занимает большую часть экрана. Подключим вольтметр V к тем же клеммам делителя и, используя измеренное  $U_{\mathrm{эф}}$ , рассчитаем чувствительность  $m_y = 0.048 \; \mathrm{B/дел}$ .

Tе же действия повторяем при  $K_y=0.02~\mathrm{B/дел}$ . Получаем  $m_y=0.017~\mathrm{B/дел}$ .

Так как  $m_y \approx K_y$ , ЭО откалиброван по оси Y корректно.

### 4.3 Проверка применимости теоретических выкладок

Проверим применимость формулы (2). Для этого рассчитаем  $\tau$  – постоянную времени RC- цепочки. Для определения напряжений на входе и выходе интегрирующей ячейки соединим

вход ячейки с обмоткой «6,3 В» трансформатора. Подключим Y-вход ЭО ко входу интегрирующей ячейки и отключим X-вход ЭО. Подберем такой ток, чтобы вертикальная прямая занимала большую часть экрана, и определим входное напряжение  $U_{\rm Bx}=2y\cdot K_y=6,8$  дел · 2 В/дел = 13,6 В. Не меняя тока, подключим Y-вход ЭО к выходу ячейки и аналогичным образом определим  $U_{\rm вых}=2y\cdot K_y=5,2$  дел · 0,02 В/дел = 0,104 В. Рассчитаем  $\tau=\frac{U_{\rm вx}}{\omega U_{\rm вых}}=\frac{13,6}{0,104\cdot 2\pi\cdot 50}=0,416$  с, где  $\omega=2\pi\nu$ . По определению  $\tau_{RC}=R_{\rm H}C_{\rm H}=0,4$  с. Так как  $\tau\approx\tau_{RC}$ , то условия применимости нашей теории выполнены.

#### 4.4 Обсуждение результатов и выводы

В ходе выполнения данной лабораторной работы были исследованы петли гистерезиса для трех различных образцов и получены характерные величины для каждого образца, которые сошлись с табличными значениями по порядку величины. Кроме того, была проверена применимость используемого метода в условиях нашего эксперимента. В итоге было установлено, что условия применимости выполняются и метод является неплохим способом определения характерных параметров для ферромагнитных материалов.